


Polr2E Rabbit Pab - P19388

Número de artículo: CM0019385



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra POLR2E humano (RPB5/RPABC1), una subunidad común de la ARN polimerasa. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	POLR2E Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RPB5; XAP4; RPABC1; hRPB25; hsRPB5; POLR2E
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	5434
ID de gen	5434
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-210 de POLR2E humano (NP_002686.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P19388
Peso proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo