


Polr2l Rabbit Pab - P36954

Número de artículo: CM0020312



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la subunidad RPB9 de la ARN polimerasa II dirigida por ADN (POLR2I) para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón; se integra en la investigación de transcripción de Pol II.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	POLR2I Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RPB9; hRPB14.5; POLR2I
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	5438
ID de gen	5438
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-125 de POLR2I humana (NP_006224.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P36954
Peso proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo