


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Pp2A Alfa/Beta Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P67775 / P62714

Número de artículo: CM0009734



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo PP2A alfa/beta validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA.

Reacciona con las subunidades catalíticas PP2A de humano, ratón y rata, esenciales para la actividad de fosfatasa serina/treonina y la investigación de transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo PP2A alfa/beta
Observaciones/Alias	PP2Abeta; PP2CB; PP2A alfa + beta
Especie	Humano
GenelD (humano)	5515/5516
GenelD	5515/5516
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-309 de PP2A alfa + beta humano (P62714)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P67775/P62714
Peso Molecular de la Proteína	36kDa
Envío	Bolsa de hielo