

Anticuerpo Policlonal De Conejo Ppa2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H2U2

Número de artículo: CM0018826

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo PPA2 validado para Western Blot, Inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona de forma cruzada con PPA2 humano, de ratón y de rata. Herramienta esencial para estudiar la pirofosfatasa mitocondrial y el metabolismo energético celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de conejo PPA2
Observaciones/Alias	SCFI; SCFAI; HSPC124; SID6-306; PPA2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	27068
GeneID	27068
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 33-100 de PPA2 humano (NP_008834.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H2U2
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo