


Pparα Conejo Pab - Q07869

Número de artículo: CM0028140



Introducción

PPARα Conejo pAb validado para WB, ELISA. Reconoce PPARα humano, de ratón y de rata. Ideal para investigación del metabolismo lipídico y receptores nucleares. Material bruto IVD confiable de CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PPARα Conejo pAb
Observaciones/Alias	PPAR; NR1C1; hPPAR; PPARalpha; PPAR-alpha; PPARα
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5465
GeneID	5465
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-92 del PPARα humano (NP_005027.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q07869
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo