


Ppih Conejo Pab - O43447

Número de artículo: CM0018600



Introducción

Anticuerpo policlonal recombinante de conejo dirigido contra PPIH humano (CypH), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. PPIH es una peptidil-prolil isomerasa y componente del espliceosoma, ideal para investigación de empalme y chaperonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PPIH Conejo pAb
Observaciones/Alias	CYPH; CYP-20; USA-CYP; SnuCyp-20; PPIH
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	10465
ID Gen	10465
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43447
Peso Molecular de la Proteína	19kDa
Envío	Bolsa de hielo