


Ppil1 Rabbit Pab - Q9Y3C6

Número de artículo: CM0015450



Introducción

PPIL1 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal validado para Western blot y ELISA. Reconoce la PPIL1 humana (CYPL1), una peptidil-prolil isomerasa asociada al espliceosoma que participa en el empalme del ARNm y el desarrollo cerebral. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PPIL1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CYPL1; PCH14; hCyPX; PPIase; CGI-124; PPIL1
Especie	Humana
GeneID (humano)	51645
GeneID	51645
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-166 de la PPIL1 humana (NP_057143.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q9Y3C6
Peso de la proteína	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo