


Ppil2 Rabbit Pab Para Wb, Elisa - Q13356

Número de artículo: CM0027240



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo PPIL2 de alta calidad validado para aplicaciones de Western blot y ELISA, con reactividad cruzada contra humano y ratón. Ideal para el estudio de la función de la ubiquitina ligasa en el empalme y la degradación de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PPIL2 Rabbit pAb
Notas/Alias	CYC4; CYP60; UBOX7; Cyp-60; hCyp-60; PPIL2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23759
GeneID	23759
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de la PPIL2 humana (NP_680481.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q13356
Peso molecular de la proteína	59kDa
Envío	Bolsa de hielo