


Anticuerpo Policlonal De Conejo Ppil4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wua2

Número de artículo: CM0024567



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo PPIL4 para la detección de la peptidil-prolil isomerasa cis-trans 4 de 57kDa en muestras humanas. Validado para Western blot (WB), inmunofluorescencia (IF/ICC) y ELISA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PPIL4 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HDCME13P; PPIL4
Especie	Humano
GenelD (Humano)	85313
GenelD	85313
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 301-492 del PPIL4 humano (NP_624311.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8WUA2
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo