

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Ppl Para Wb, If-P, Elisa - O60437

Número de artículo: CM0018080



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la periplaquina (PPL), validado para WB, IF-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para el estudio de la envoltura cornificada y la biología de los desmosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PPL Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PPL
Especie	Humana
GeneID (humano)	5493
GeneID	5493
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-130 de la PPL humana (NP_002696.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	O60437
Peso de la proteína	205 kDa
Envío	Bolsa de hielo