

Ppm1G Rabbit Mab Para Wb Y Elisa - O15355

Número de artículo: CM0003623

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra PPM1G humana (PP2Cγ). Validado para WB y ELISA, este anticuerpo detecta una fosfatasa de 59kDa involucrada en la señalización celular. Adecuado para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PPM1G Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PP2CG; PPP2CG; PP2CGAMMA; PPM1G
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5496
GeneID	5496
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 301-450 de PPM1G humana (O15355)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O15355
Peso proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo