


Anticuerpo Policlonal De Conejo Prkar1A (Validado Por Ko) Para Wb, If/Icc, Elisa - P10644

Número de artículo: CM0016684



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra PRKAR1A humano, validado por knockout, adecuado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Para uso en investigación de la vía de señalización de cAMP.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] PRKAR1A Conejo pAb
Observaciones/Alias	CAR; CNC; CNC1; PKR1; TSE1; ADOHR; PPNAD1; PRKAR1; ACRDYS1; 1A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5573
GeneID	5573
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de PRKAR1A humano (NP_002725.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10644
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo