


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Prkra/Pact Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75569

Número de artículo: CM0004133



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra PRKRA/PACT humano (O75569). Validado para Western blot, IHC-P y ELISA; presenta reacción cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios sobre señalización de PKR, silenciamiento de ARN y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo contra PRKRA/PACT
Observaciones/Alias	RAX; PACT; DYT16; HSD14; PRKRA/PACT
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8575
GeneID	8575
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 214-313 de PRKRA/PACT humano (O75569).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75569
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo