

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Prmt1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99873

Número de artículo: CM0017484



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PRMT1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Dirigido a la proteína arginina N-metiltransferasa 1 (UniProt: Q99873). Ideal para investigación epigenética y del cáncer.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | pAb de conejo contra PRMT1                                                                                                             |
| Abreviaturas/Alias            | ANM1; HCP1; IR1B4; HRMT1L2; PRMT1                                                                                                      |
| Especie                       | Humano                                                                                                                                 |
| GeneID (Humano)               | 3276                                                                                                                                   |
| GeneID                        | 3276                                                                                                                                   |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 270-371 de la PRMT1 humana (NP_001527.3). |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                                 |
| Categoría                     | Anticuerpos policlonales                                                                                                               |
| Aplicación                    | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                               |
| Reactividad cruzada           | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                    |
| SWISS                         | Q99873                                                                                                                                 |
| Peso molecular de la proteína | 42kDa                                                                                                                                  |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                         |