


Ac Pab De Pro-Glucagón De Conejo Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01275

Número de artículo: CM0015629



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Pro-glucagón, el precursor del glucagón, GLP-1 y GLP-2. Las aplicaciones incluyen WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para la investigación del metabolismo de la glucosa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Ac pAb de Pro-glucagón de conejo
Observaciones/Alias	GLP1; GLP2; GRPP; GLP-1; Pro-glucagón
Especie	Humano
ID de gen	2641
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-89 del Pro-glucagón humano (NP_002045.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01275
Peso proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo