

Pab De Conejo Prodh Para Wb Y Elisa - 043272

Número de artículo: CM0028298

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PRODH para Western blot y ELISA. Detecta prolina deshidrogenasa 1 endógena de humano, ratón y rata. El objetivo es una enzima mitocondrial central en el metabolismo de la prolina, asociada con el cáncer y la esquizofrenia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo PRODH
Observaciones/Alias	POX; PIG6; HSPOX2; PRODH1; PRODH2; TP53I6; PRODH
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5625
ID del gen	5625
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 321-600 de la PRODH humana (NP_057419.4).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	043272
Peso de la proteína	68kDa
Envío	Bolsa de hielo