

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Progesterona Para Aplicaciones De Db Y Elisa - A26215

Número de artículo: CM0009733

Introducción

El anticuerpo monoclonal de conejo contra progesterona (n.º de catálogo A26215) es un reactivo independiente de la especie, adecuado para dot blot (DB) y ELISA. Este anticuerpo permite la detección de progesterona en el desarrollo de ensayos hormonales y la investigación diagnóstica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb de conejo contra progesterona
Observaciones/Alias	Progesterona
Inmunógeno	Compuestos químicos correspondientes a la progesterona.
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	DB, ELISA
Reactividad cruzada	Independiente de la especie
Envío	Bolsa de hielo