


## Proteasoma 20S Lmp7 Pab De Conejo - P28062

Número de artículo: CM0021742



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la subunidad LMP7 del Proteasoma 20S humano (PSMB8, 30kDa). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada a humano, ratón y rata. Ideal para la investigación del inmunoproteasoma y el procesamiento de antígenos.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | Proteasoma 20S LMP7 pAb de conejo                                                                                                                                          |
| Observaciones/Alias | JMP; ALDD; LMP7; NKJO; D6S216; PRAAS1; PSMB5i; RING10; D6S216E; Proteasoma 20S LMP7                                                                                        |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                                     |
| GenelD (humano)     | 5696                                                                                                                                                                       |
| GenelD              | 5696                                                                                                                                                                       |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 167-276 del Proteasoma 20S LMP7 humano. (NP_683720.2). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                                                     |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                                                   |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                                                  |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                                                        |
| SWISS               | P28062                                                                                                                                                                     |
| Peso proteico       | 30kDa                                                                                                                                                                      |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                                             |