

Proz Rabbit Pab - P22891

Número de artículo: CM0023966



Introducción

Anticuerpo policlonal dirigido a la proteína Z dependiente de la vitamina K. Validado para Western blot y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de coagulación y hemostasia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PROZ Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PZ; PROZ
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	8858
ID de gen	8858
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 220-340 de PROZ humano (NP_003882.1)
Fuente	C conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22891
Peso proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo