

Prpf31 Anticuerpo Monoclonal De Conejo Para Wb, Elisa - Q8Wwy3

Número de artículo: CM0007011



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra U4/U6 snRNP Prp31, una proteína central del espliceosoma. Validado para aplicaciones de WB y ELISA con muestras humanas; 55 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PRPF31 Anticuerpo monoclonal de conejo
Observaciones/Alias	RP11, PRP31, SNRNP61, NY-BR-99, PRPF31
Especie	Humano
GeneID (Humano)	26121
GeneID	26121
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 350-450 de la proteína PRPF31 humana (Q8WWY3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8WWY3
Peso Molecular de la Proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo