


Prpf4 Rabbit Mab - O43172

Número de artículo: CM0006669



Introducción

PRPF4 Rabbit mAb es un anticuerpo monoclonal dirigido contra PRPF4 humano (proteína de 60 kDa del snRNP U4/U6). Validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Adecuado para la investigación de empalme y estudios de retinitis pigmentaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PRPF4 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PRP4; RP70; HPRP4; Prp4p; HPRP4P; SNRNP60; PRPF4
Especie	Humano
ID de Gen	9128
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 450-522 de PRPF4 humano (NP_004688.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43172
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo