


Prpf8 Conejo Pab - Q6P2Q9

Número de artículo: CM0025533



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PRPF8 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para investigación del espliceosoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PRPF8 Conejo pAb
Observaciones/Alias	PRP8; RP13; HPRP8; PRPC8; SNRNP220; PRPF8
Especie	Humano
GeneID (humano)	10594
GeneID	10594
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de PRPF8 humano (NP_006436.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6P2Q9
Peso Proteico	274kDa
Envío	Bolsa de hielo