

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Prrt2 Para Wb Y Elisa - Q7Z6L0

Número de artículo: CM0024422

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PRRT2 validado para WB y ELISA. Reacciona con PRRT2 humano y de ratón, un regulador de la liberación de neurotransmisores implicado en la transmisión sináptica. Ideal para la investigación en neurociencias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PRRT2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PKC; EKD1; ICCA; BFIC2; BFIS2; DSPB3; DYT10; FICCA; IFITMD1; PRRT2
Especie	Humano
GeneID (humano)	112476
GeneID	112476
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-130 del PRRT2 humano (NP_660282.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q7Z6L0
Peso proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo