

Anticuerpo Policlonal De Conejo Prss2 Para Wb Y Elisa - P07478

Número de artículo: CM0027671



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo PRSS2 para Western blot y ELISA, reactivo con humano y ratón. PRSS2 (Tripsina-2) es una serina proteasa secretada involucrada en el procesamiento de defensinas en el íleon. Ideal para investigación de enzimas digestivas y células de Paneth.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	PRSS2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	TRY2; TRY8; TRYP2; PRSS2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5645
ID de Gen	5645
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-247 de PRSS2 humano (NP_002761.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P07478
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo