

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Pseudouridina / 5-Ribosiluracilo Para Aplicaciones De Db Y Elisa

Número de artículo: CM0000045

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico contra pseudouridina (5-ribosiluracilo) para aplicaciones de dot blot y ELISA. Ideal para investigación de epitranscriptómica y análisis de modificación de ARN. Disponible en CamelBio como material primario de IVD confiable.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Pseudouridina / 5-ribosiluracilo mAb de conejo
ID de gen (CAS)	CAS: 1445-07-4
Inmunógeno	Compuestos químicos correspondientes a Pseudouridina / 5-ribosiluracilo / Y
Fuente	Conejo
Categoría	Otros anticuerpos modificados
Aplicación	DB, ELISA
Reactividad cruzada	Independiente de la especie
Envío	Bolsa de hielo