


Psma7 Conejo Pab - O14818

Número de artículo: CM0025814



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo PSMA7 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Se dirige a la subunidad alfa tipo-7 del proteasoma, 28kDa, involucrada en la degradación de proteínas y regulación celular. Ideal para investigación del proteasoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	PSMA7 Conejo pAb
Observaciones/Alias	C6; HSPC; RC6-1; XAPC7; HEL-S-276; PSMA7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5688
GeneID	5688
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-248 de PSMA7 humano (NP_002783.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14818
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo