


## Anticuerpo Policlonico De Conejo Contra Psmc3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P17980

Número de artículo: CM0020199



### Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra PSMC3 validado para Western blot, inmunohistoquímica y ELISA. Detecta PSMC3 humano, de ratón y rata, una subunidad reguladora clave del proteasoma 26S. Ideal para estudios de la vía ubiquitina-proteasoma.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | pAb de Conejo contra PSMC3                                                                                                        |
| Notas/Alias         | RPT5; TBP1; DCIDP; PSMC3                                                                                                          |
| Especie             | Humano                                                                                                                            |
| ID del Gen (Humano) | 5702                                                                                                                              |
| ID del Gen          | 5702                                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-180 de PSMC3 humano (NP_002799.3). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                          |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                  |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                               |
| SWISS               | P17980                                                                                                                            |
| Peso Molecular      | 49kDa                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                    |