


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Psmd12 Para Wb, Elisa - 000232

Número de artículo: CM0029241



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PSMD12 validado para WB y ELISA. Detecta PSMD12 (subunidad reguladora no ATPasa del proteasoma 26S 12) humano, de ratón y de rata, un componente clave del sistema ubiquitina-proteasoma. Ideal para investigación sobre proteasomas.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | pAb de conejo anti-PSMD12                                                                                                              |
| Observaciones/Alias           | p55; Rpn5; STISS; PSMD12                                                                                                               |
| Especie                       | Humano                                                                                                                                 |
| ID del gen (Humano)           | 5718                                                                                                                                   |
| ID del gen                    | 5718                                                                                                                                   |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 197-456 de la PSMD12 humana (NP_002807.1) |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                                 |
| Categoría                     | Anticuerpos policlonales                                                                                                               |
| Aplicación                    | WB, ELISA                                                                                                                              |
| Reactividad cruzada           | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                    |
| SWISS                         | O00232                                                                                                                                 |
| Peso molecular de la proteína | 53kDa                                                                                                                                  |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                         |