

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Psmd8 Para Wb, If/Icc, Elisa - P48556

Número de artículo: CM0028246



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PSMD8, una subunidad reguladora no ATPasa del proteasoma 26S. Validado en aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA con reactividad cruzada a humano, ratón y rata. Ideal para estudios de la vía de ubiquitina-proteasoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PSMD8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	S14; p31; HIP6; HYPF; Nin1p; Rpn12; HEL-S-91n; PSMD8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5714
GeneID	5714
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 101-350 del PSMD8 humano (NP_002803.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P48556
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo