

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Ptbp1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26599

Número de artículo: CM0008252



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra PTBP1 humano (hnRNP I), validado en WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta PTBP1 humano y de ratón, banda esperada a 60kDa. Ideal para estudios de empalme de ARN y regulación génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo PTBP1
Observaciones/Alias	PTB, PTB2, PTB3, PTB4, pPTB, HNRPI, PTB-1, PTB-T, HNRNPI, HNRNP-I, PTBP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5725
GeneID	5725
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de PTBP1 humano (P26599)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P26599
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo