


Ptbp2 Rabbit Pab Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uka9

Número de artículo: CM0026986



Introducción

El PTBP2 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal validado para WB, IHC-P y ELISA, dirigido contra el PTBP2 humano, con reactividad cruzada con ratón y rata; ideal para la investigación de empalme y traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PTBP2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	nPTB; PTBLP; brPTB; PTBP2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	58155
GeneID	58155
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 del PTBP2 humano (NP_001287918.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UKA9
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo