

Ptpn22 Rabbit Pab Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2R2

Número de artículo: CM0012883



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra PTPN22 (LYP), un regulador negativo clave de la señalización del TCR. Ideal para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata para el estudio de enfermedades autoinmunes y la señalización inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PTPN22 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LYP; PEP; LYP1; LYP2; PTPN8; PTPN22.5; PTPN22.6; PTPN22
Especie	Humano
GeneID	26191
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-90 del PTPN22 humano (NP_036543.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y2R2
Peso proteico	92kDa
Envío	Bolsa de hielo