


Anticuerpo Policlonal De Conejo Ptpn5 Para Wb, If/Icc, Elisa - P54829

Número de artículo: CM0019337



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo PTPN5 (STEP) validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Dirigido a una fosfatasa clave en la plasticidad sináptica y las vías de supervivencia neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo PTPN5
Observaciones/Alias	STEP; STEP61; PTPSTEP; PTPN5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84867
GeneID	84867
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 190-307 de PTPN5 humano (NP_116170.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P54829
Peso Proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo