

Anticuerpo Policlonal De Conejo Ptpra Para Wb Y Elisa - P18433

Número de artículo: CM0015286



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra PTPRA humana, validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Detecta PTPRA de ratón y rata, adecuado para la investigación de señalización de integrinas y adhesiones focales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PTPRA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LRP; HLP; PTPA; HEPTP; HPTPA; RPTPA; PTPRL2; HPTPalpha; R-PTP-alpha; PTPRA
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5786
ID de Gen	5786
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 175-295 de PTPRA humana (NP_543030.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P18433
Peso Proteico	91kDa
Envío	Bolsa de hielo