


Anticuerpo Policlonal De Conejo Ptprg Para Wb Y Elisa - P23470

Número de artículo: CM0016035



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo PTPRG de alta calidad validado para WB y ELISA. Generado contra PTPRG humana recombinante (aa 250-450). Detecta PTPRG humana, de ratón y de rata, una fosfatasa de proteína tirosina de tipo receptor con un peso molecular de 162 kDa. Ideal para la investigación de fosfatasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PTPRG pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PTPG; HPTPG; RPTPG; R-PTP-GAMMA; PTPRG
Especie	Humano
ID de Gen	5793
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 250-450 de PTPRG humana (NP_002832.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23470
Peso Proteico	162kDa
Envío	Bolsa de hielo