


Anticuerpo Policlonal De Conejo Ptpro Para Wb Y Elisa - Q16827

Número de artículo: CM0028521



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PTPRO humano (Fosfatasa proteica tirosina de tipo receptor O) validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Adecuado para la investigación de enfermedades renales y transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PTPRO Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NPHS6; PTPU2; GLEPP1; PTP-OC; PTP-U2; PTPROT; R-PTP-O; PTPRO
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	5800
ID de gen	5800
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-300 del PTPRO humano (NP_109592.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q16827
Peso proteico	138kDa
Envío	Bolsa de hielo