

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Puma Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bxh1

Número de artículo: CM0010206



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-PUMA de alta especificidad, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA en humanos, ratones y ratas. Dirigido contra el modulador de la apoptosis regulado al alza por p53, clave para la investigación del cáncer y la muerte celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-PUMA
Observaciones/alias	JFY1; PUMA; JFY-1
Especie	Humano
GeneID (humano)	27113
Inmunógeno	Péptido sintético (aminoácidos 100-193 de PUMA humano, NP_055232.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9BXH1
Peso de la proteína	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo