

Puma Conejo Pab Para Wb - Q96Pg8/Q9Bxh1

Número de artículo: CM0020025

Introducción

PUMA Conejo pAb validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA con reactividad cruzada para humano, ratón y rata. Dirigido a múltiples isoformas de PUMA (10-26 kDa) para investigación de apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PUMA Conejo pAb
Observaciones/Alias	JFY1; PUMA; JFY-1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	27113
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-131 de PUMA humano (NP_001120713.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96PG8/Q9BXH1
Peso Proteico	10kDa/14kDa/20kDa/26kDa
Envío	Bolsa de hielo