

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Puromicina - Validado Para Wb, Ihc, If, Ip, Citometría De Flujo Y Elisa

Número de artículo: CM0000066

Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo contra puromicina, generado contra compuestos químicos de puromicina, es ideal para detectar la incorporación de puromicina en ensayos de síntesis proteica. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, FC (intra) y ELISA; reactividad independiente de la especie.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo contra Puromicina (mAb)
ID de Gen / CAS	CAS:58-58-2
Inmunógeno	Compuestos químicos correspondientes a puromicina.
Fuente	Conejo
Categoría	Otros Anticuerpos Modificados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, FC (intra), ELISA
Reactividad Cruzada	Independiente de la especie
Envío	Bolsa de hielo