

Puromycin Rabbit Pab - Cas:58-58-2

Número de artículo: CM0019707

Introducción

Puromycin Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal de conejo desarrollado contra la puromicina. Adecuado para WB y ELISA, con reactividad cruzada independiente de la especie, este anticuerpo sirve como herramienta para estudiar la síntesis de proteínas y la selección basada en puromicina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Puromycin Rabbit pAb
Especie	Humano
ID del gen (humano)	CAS:58-58-2
ID del gen	CAS:58-58-2
Inmunógeno	Compuestos químicos correspondientes a la puromicina
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Independiente de la especie
Envío	Bolsa de hielo