


Anticuerpo Policlonal De Conejo Pygb Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P11216

Número de artículo: CM0029046



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PYGB humano (fosforilasa del glucógeno cerebral). Adecuado para WB, IF/ICC, IP y ELISA. Detecta PYGB humano, de ratón y de rata con un peso molecular predicho de 97 kDa. Ideal para estudios sobre el metabolismo del glucógeno y la homeostasis energética cerebral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PYGB pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GPBB; PYGB
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5834
ID de Gen	5834
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 544-843 del PYGB humano (NP_002853.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11216
Peso Proteico	97kDa
Envío	Bolsa de hielo