


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Rab10 Para Wb, If/Icc, Elisa - P61026

Número de artículo: CM0006944



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo RAB10 de alta calidad validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta RAB10 humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación del tráfico intracelular y el transporte de membrana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	RAB10 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	RAB10; proteína relacionada con Ras Rab-10; [Validado KD] RAB10
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10890
ID de Gen	10890
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 101-200 del RAB10 humano (NP_057215.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P61026
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo