

Anticuerpo Policlonal De Conejo Rab34 Para Wb, Elisa - P0Di83/Q9Bzg1

Número de artículo: CM0014673

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RAB34 humano, validado para WB y ELISA. Detecta múltiples isoformas en muestras de humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de función nucleolar y splicing alternativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RAB34 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RAH; NARR; RAB39; RAB34
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	83871
ID de Gen	83871
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-259 de RAB34 humano (NP_114140.4).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P0Di83/Q9BZG1
Peso Proteico	21kDa/28kDa/29kDa
Envío	Bolsa de hielo