


Rab3D Rabbit Pab Para Wb, Elisa - O95716

Número de artículo: CM0017225



Introducción

RAB3D Rabbit pAb (O95716) es un anticuerpo policlonal validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con humanos y ratones. La banda predicha es de 24 kDa. Ideal para el estudio de Rab-3D en tráfico de membranas y exocitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RAB3D Rabbit pAb
Abreviaturas / Alias	GOV; D2-2; RAB16; RAD3D; RAB3D
Especie	Humano
GeneID (humano)	9545
GeneID	9545
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-219 de la RAB3D humana (NP_004274.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O95716
Peso molecular de la proteína	24 kDa
Envío	Bolsa de hielo