


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Rab4A Para Wb Y Elisa - P20338

Número de artículo: CM0029379



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo RAB4A validado para Western blot (WB) y ELISA. Detecta RAB4A en muestras humanas, de ratón y de rata. El objetivo es una pequeña GTPasa que regula el tráfico de membranas intracelulares y el transporte de proteínas. Ideal para estudios de vías endosomales.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Anticuerpo policlonal de conejo RAB4A                                                                                  |
| Observaciones/Alias | RAB4; HRES1; HRES-1; HRES-1/RAB4; RAB4A                                                                                |
| Especie             | Humano                                                                                                                 |
| ID del Gen          | 5867 (humano)                                                                                                          |
| Inmunógeno          | Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de la RAB4A humana (NP_004569.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                 |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                               |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                              |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                    |
| SWISS               | P20338                                                                                                                 |
| Peso Proteico       | 24kDa                                                                                                                  |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                         |