

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-4-Hidroxinonenal (4-Hne) Para Citometría De Flujo Intracelular

Número de artículo: CM0000052

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el 4-Hidroxinonenal (4-HNE), un marcador clave de peroxidación lipídica. Validado para citometría de flujo intracelular con reactividad independiente de la especie. Suministrado como materia prima para IVD para el desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	anticuerpo monoclonal de conejo anti-4-Hidroxinonenal
Observaciones/Alias	4-HNE
Inmunógeno	Compuestos químicos correspondientes al 4-Hidroxinonenal.
Origen	Conejo
Categoría	Otros anticuerpos modificados
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Independiente de la especie
Envío	Bolsa de hielo