

Anticuerpo Monoclonal Abflo 488 De Conejo Anti-4-Hidroxinonenal (4-Hne) Para Citometría De Flujo Intracelular

Número de artículo: CM0000027

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con el fluoróforo ABflo 488 dirigido contra el marcador de peroxidación lipídica 4-hidroxinonenal (4-HNE). Ideal para citometría de flujo intracelular (FC intra) con reactividad independiente de la especie, para apoyar investigaciones sobre estrés oxidativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalle
Nombre del producto	mAb de conejo anti-4-hidroxinonenal
Notas/Alias	4-HNE
Inmunógeno	Compuestos químicos correspondientes al 4-hidroxinonenal
Origen	Conejo
Categoría	Otros anticuerpos modificados
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Independiente de la especie
Envío	Bolsa de hielo