

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Atf5 Para Wb, Ihc-P Y Elisa - Q9Y2D1

Número de artículo: CM0008457

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ATF5 para aplicaciones de Western blot, IHC-P y ELISA. Validado en humanos, ratones y ratas, este anticuerpo se dirige al factor de transcripción ATF5, esencial para la supervivencia y diferenciación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ATF5
Observaciones/Alias	ATFX; HMFN0395; ATF5
Especie	Humano
GeneID (humano)	22809
GeneID	22809
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 183-282 de ATF5 humano (Q9Y2D1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9Y2D1
Peso de la proteína	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo