

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-C3Ar1 Para Wb, Elisa - Q16581

Número de artículo: CM0023058



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra C3AR1 humano, un receptor acoplado a proteína G para la anafilotoxina C3a implicado en la quimiotaxis y la inflamación. Validado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón. Útil para estudiar la señalización de los GPCR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	C3AR1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AZ3B; C3AR; HNFAG09; C3AR1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	719
ID del gen	719
Inmunógeno	Péptido sintético; péptido sintético correspondiente a una secuencia situada entre los aminoácidos 1-100 de C3AR1 humano (NP_004045.1)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q16581
Peso de la proteína	54 kDa
Envío	Bolsa de hielo