

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Calca Para Aplicaciones De Investigación En Wb Y Elisa - P01258 / P06881

Número de artículo: CM0015934



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CALCA humana (calcitonina), validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada en ratón y rata. Ideal para el estudio del metabolismo del calcio y la señalización hormonal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CALCA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CT, KC, PCT, CGRP, CALC1, CGRP1, CGRP-I, CGRP-alpha, CALCA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	796
GeneID	796
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-141 de la CALCA humana (NP_001029124.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01258 / P06881
Peso de la proteína	13kDa / 15kDa
Envío	Bolsa de hielo